LIROMA

Lampe TDP

Modèle 607A
MODE D'EMPLOI
Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant la première utilisation et le conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Sommaire

- 1. Merci pour votre achat
- 2. Thérapie TDP
- 3. Caractéristiques techniques
- 4. Lampe TDP 607A
- 5. Avantages des lampes TDP Liroma
- 6. Recommandations de traitement
- 7. Installation
- 8. Mode d'emploi
- 9. Avertissements
- 10. Entretien
- 11. Liroma

1. Merci pour votre achat

Liroma souhaite que ses clients se sentent en bonne santé, en forme et détendus.
C'est pourquoi Liroma propose une large gamme de produits de qualité pour la thérapie infrarouge. Nos produits aident en cas de troubles tels que la fatigue, une mauvaise circulation sanguine, les douleurs musculaires et articulaires, les douleurs liées à une maladie sous-jacente, un mauvais sommeil, les problèmes de peau, le stress et bien d'autres troubles. Nos produits agissent sur l'état mental comme sur l'état physique.

2. Thérapie TDP

Vous souffrez de troubles et/ou d'affections douloureux et désagréables, mais rien ne semble vous aider ? Par exemple de troubles rhumatismaux, d'infections, de problèmes de peau, d'inflammations ou de stress. Parfois, il est impossible d'en trouver la cause et vous ne savez pas comment soulager certaines douleurs, inflammations et troubles. La lampe TDP peut vous y aider, car elle a un effet stimulant sur la guérison de nombreux troubles.
La plaque minérale est activée par la chaleur infrarouge et génère des ondes électromagnétiques qui stimulent le métabolisme cellulaire du corps. La plaque minérale contient 33 minéraux essentiels, que le corps absorbe lorsque la plaque est chauffée par la lampe infrarouge. Cela s'explique par le fait que les longueurs d'onde des ondes électromagnétiques correspondent aux bio-ondes du corps humain. Notre corps a besoin de

ces 33 minéraux pour bien fonctionner. L'action de la lampe TDP est efficace, intense et favorise le processus de rétablissement. Il en résulte une meilleure circulation sanguine et lymphatique, l'élimination des toxines des tissus, le soulagement de la douleur, la détente musculaire et un effet énergétique bénéfique sur le système des organes.

3. Caractéristiques techniques

Paramètre	Valeur
Modèle	Lampe TDP 607A
Durée d'utilisation recommandée	au moins 30 minutes par séance
Type de protection	type I, classe B
Dimensions	650 x 232 x 307 (mm)
Alimentation secteur	220–230 V / 50 Hz
Poids	8 kg
Distance d'utilisation recommandée	10–20 cm
Puissance	300 W
Garantie	2 ans
Réglage de la durée	30 – 60 – 90 minutes ; bas – haut
Durée de vie de la plaque minérale	5 000 heures
Type de rayonnement infrarouge	IR-B et IR-C (2,5–13,5 µm)

4. Lampe TDP 607A

Grâce à un traitement thérapeutique fondé sur ses propriétés à large spectre, la lampe TDP a un effet stimulant sur la guérison de nombreux troubles. Cet appareil thérapeutique électromagnétique agit directement sur le corps et déclenche des réactions physiologiques et biochimiques bénéfiques ainsi qu'une régulation du système fonctionnel de l'être humain. Il comprend une lampe infrarouge et une plaque minérale. La plaque minérale est une plaquette en céramique contenant 33 minéraux. Grâce au chauffage par la lampe infrarouge, le corps absorbe les 33 minéraux. Le corps a besoin de ces minéraux pour bien fonctionner. Le rayonnement infrarouge chauffe la plaquette et accélère les processus corporels.
La lampe TDP contient les 33 minéraux suivants : silicium Si, calcium Ca, chrome Cr, manganèse Mn, fer Fe, cuivre Cu, zinc Zn, cobalt Co, étain Sn, bore B, soufre S, sélénium Se, cadmium Cd, titane Ti, zirconium Zr, tungstène W, iode I, arsenic As, sodium Na, baryum Ba, aluminium Al, molybdène Mo, antimoine Sb, cérium Ce, bismuth Bi, fluor F, iridium Ir, nickel Ni, magnésium Mg, plomb Pb, carbone C.

5. Avantages de la lampe TDP Liroma

Aide en cas de :

- douleurs corporelles, par exemple : douleurs articulaires, mains et pieds froids en hiver, règles, migraines, muscles, épaule gelée, entorses et contusions
- plaies chroniques et cicatrices
- infections
- problèmes de sommeil
- asthme et bronchite

- troubles et/ou maladies de la peau
- problèmes de transit et de digestion
- troubles intestinaux
- stress et mauvaise humeur
- arthrite, fibromyalgie et autres troubles rhumatismaux

Améliore et stimule les processus corporels tels que :

- la circulation sanguine
- le métabolisme
- l'oxygénation des cellules des tissus
- l'effet cicatrisant en cas d'inflammations et de maladies de la peau, par ex. le psoriasis
- la détox : élimination des substances toxiques des cellules
- la réduction de la rétention d'eau (œdèmes)
- l'équilibre du système nerveux
- le système immunitaire et les défenses de l'organisme
- l'hypothalamus (centre qui régule le sommeil, la température, la sensation de faim et de soif, le rythme journalier, le comportement et la mémoire)
- les stimuli biochimiques dont le corps manque à la suite d'une maladie, d'un accident ou d'une lésion

6. Recommandations de traitement

Consignes pour une utilisation en toute sécurité

- Pendant le traitement, une irradiation directe est nécessaire. Habillez-vous immédiatement après le traitement. Évitez le vent et le froid. Les parties du corps irradiées se réchauffent pendant le traitement. Veillez à ce que les parties du corps réchauffées ne soient pas directement exposées au froid.
- La distance d'irradiation entre la peau et la tête de la lampe est généralement de 10–20 cm. Le produit est fourni avec un embout d'écartement qui indique la distance idéale. Il se fixe facilement sur la tête de la lampe.
- Veillez à ce que le traitement dure au moins 30 minutes. Nous recommandons d'utiliser la lampe TDP pendant au moins une semaine. Assurez une utilisation régulière, au moins 3–5 fois par semaine.
- Il est permis d'irradier plusieurs parties du corps au cours d'une même journée. N'irradiez cependant chaque partie du corps qu'une seule fois par jour.
- L'utilisation combinée de la lampe TDP et de médicaments peut augmenter l'absorption des médicaments. Soyez prudent, car cela peut provoquer des effets secondaires. Si vous prenez des médicaments et souhaitez utiliser la lampe, consultez toujours votre médecin.
- La durée indiquée est basée sur les indications et les affections, qui varient, ainsi que sur l'effet du traitement, la fréquence des traitements, la durée d'irradiation et la méthode.
- Des réactions telles que fièvre, maux de tête ou perte de mémoire passagère peuvent être normales, mais elles doivent être discutées sans tarder avec un médecin afin d'éviter des effets indésirables.
- Évitez l'irradiation directe des yeux.

- Vous avez des plaies ? Ne réglez pas la lampe sur la puissance maximale (H).
- Si la lampe est utilisée par des personnes âgées, des mineurs, des personnes en situation de handicap ou d'autres personnes potentiellement vulnérables, veillez à ce qu'une autre personne soit toujours présente.
- Les patients atteints de maladies plus graves doivent consulter un médecin avant l'utilisation.
- En cas de doute, de maladie ou de prise de médicaments, consultez toujours un médecin !

7. Installation

Installation de la tête de traitement

- Étape 1 : Dévissez le bouton de blocage et insérez la pièce pivotante dans l'orifice du bras.
- Étape 2 : Revissez ensuite le bouton.
- Étape 3 : Raccordez et serrez les connecteurs d'alimentation.

L'appareil de thérapie par spectre électromagnétique se compose des pièces suivantes : bras supérieur (fig. 3), bras inférieur (fig. 4), socle (fig. 5), tête de traitement (fig. 6).
Après avoir assemblé les deux parties du socle (fig. 7), insérez l'extrémité inférieure du bras inférieur dans le socle, puis placez le cache du socle sur le pied en croix (fig. 8). Fixez avec la vis et la rondelle, alignez la vis avec l'orifice et serrez la vis (fig. 9) : l'installation est terminée.
Remarque : serrez la vis afin que le bras supérieur ne vacille pas.

- 1. Placez le cache du socle sur le pied en croix (fig. 10) et installez la partie inférieure.
- 2. Installation du bras supérieur : insérez l'extrémité inférieure du bras supérieur dans l'extrémité supérieure du bras inférieur (fig. 11). Serrez ensuite la vis afin que les bras supérieur et inférieur soient solidement reliés.
- 3. Installation de la tête de traitement (fig. 12) : desserrez le bouton de blocage et insérez la pièce pivotante dans l'orifice du bras. Serrez ensuite le bouton. Enfin, raccordez et serrez les connexions d'alimentation (fig. 12).

Remarque : les illustrations auxquelles le texte fait référence (fig. 3–12) font partie de la notice d'origine et ne sont pas reproduites dans cette version texte.

8. Mode d'emploi

Avant l'utilisation, lisez attentivement ce mode d'emploi afin de profiter pleinement de toutes les fonctions de cet appareil thérapeutique et de garantir une utilisation en toute sécurité.
Figure 13 : panneau de commande (touche ON/OFF, touche de durée, touche TEMP, écran et voyant d'alimentation).
Sortez l'appareil de thérapie par ondes électromagnétiques de son emballage, assemblez-le conformément aux instructions de montage et utilisez-le en suivant les étapes ci-dessous :

- 1. Branchez le câble d'alimentation sur la prise. Une fois l'alimentation raccordée, le voyant d'alimentation s'allume, ce qui signifie que l'appareil est en mode veille. Appuyez sur la touche ON/OFF : l'appareil se met en marche et affiche la durée et la température du traitement. La durée et la température peuvent être modifiées pendant le traitement. Une fois la durée réglée atteinte, l'élément chauffant s'éteint immédiatement et un signal sonore retentit. L'appareil repasse ensuite en mode veille (fig. 13).

- 2. Réglage de la durée : appuyez sur la touche de durée et sélectionnez 30/60/90 minutes (le réglage par défaut de l'appareil est de 60 minutes). La durée de fonctionnement restante s'affiche à l'écran. À l'expiration de la durée programmée, l'élément chauffant s'éteint immédiatement et un signal sonore retentit.
- 3. Réglage de la température : appuyez sur la touche « TEMP » pour régler la température de la tête de traitement : niveau haut H (100 % de la puissance), niveau bas L (70 % de la puissance). Le réglage par défaut est le niveau haut H ; réglez la température en appuyant sur la touche de température. Pendant l'utilisation, vous pouvez vérifier le réglage de la température en appuyant sur la touche de température. La touche ON/OFF permet de démarrer ou de mettre en pause l'appareil.

Réglage de la tête et du bras

Illustration : extension du bras, rotation vers la gauche ou vers la droite, réglage vers le haut et vers le bas.

Présentation de l'embout

Illustration : fixation de l'embout d'écartement sur la tête de la lampe.

Contrôle avant utilisation

Contrôle avant la mise en marche :
- 1. L'appareil est-il en bon état ?
- 2. La tension d'alimentation correspond-elle aux caractéristiques nominales de l'appareil ? Si ce n'est pas le cas, n'utilisez pas l'appareil.
- 3. La lampe ne convient pas à une utilisation dans un environnement humide, par exemple une salle de bains.

Contrôle de l'alimentation :
- 1. Branchez le câble d'alimentation de l'appareil sur la prise : le voyant jaune s'allume.
- 2. Appuyez sur la touche ON/OFF. La lampe commence à chauffer.
- 3. Après le contrôle, débranchez l'appareil : le voyant jaune s'éteint.

9. Avertissements

- Risque de brûlure en cas de contact ! Laissez d'abord la lampe refroidir.
- Une utilisation prolongée peut provoquer des brûlures de la peau.
- Ne touchez pas la lampe et ne la démontez pas lorsque la fiche est branchée sur la prise.
- Les enfants et les adultes souffrant de troubles mentaux ne doivent utiliser la lampe que sous surveillance, afin d'éviter les brûlures et les électrocutions.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou par des personnes dénuées d'expérience et/ou de compréhension.
- N'utilisez pas la lampe en combinaison avec des appareils électroniques implantés dans le corps, tels qu'un cœur artificiel, un stimulateur cardiaque, des poumons artificiels, etc. En cas de doute, consultez votre médecin.
- N'utilisez pas la lampe pendant la grossesse, en cas de maladie cardiaque ou de

maladies sous-jacentes. En cas de doute, consultez votre médecin.
- N'utilisez pas la lampe pendant les règles, en cas de tension artérielle anormale ou lors de traitements cutanés particuliers. En cas de doute, consultez votre médecin.
- N'utilisez pas l'appareil si vous portez un implant. En cas de doute, consultez votre médecin.
- N'utilisez pas l'appareil sur des plaies ouvertes et récentes.
- N'utilisez pas l'appareil en combinaison avec des crèmes, pommades ou baumes contenant des composants chauffants. Cela peut provoquer des brûlures de la peau.
- Vous prenez des médicaments ? Consultez toujours votre médecin avant l'utilisation.
- N'ouvrez en aucun cas l'appareil. N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. Cela peut entraîner des blessures graves. L'ouverture ou la réparation de l'appareil annule la garantie.
- En cas de dommage ou de dysfonctionnement de l'appareil, contactez le vendeur dès que possible ou écrivez à info@liroma.nl.
- La perception de la chaleur peut être diminuée ou accrue dans les cas suivants : chez les diabétiques ; chez les personnes souffrant d'insomnie, de démence ou de troubles de la concentration ; chez les personnes allergiques ; chez les enfants et les personnes âgées.

Sécurité électrique

Ceci est un appareil électrique. Afin d'éviter toute électrocution et tout autre danger électrique, respectez les consignes suivantes :
- Ne lavez pas le produit ni ses pièces avec de l'eau ou d'autres liquides.
- Ne laissez pas l'appareil tomber dans l'eau ou dans un autre liquide et ne le placez pas à un endroit d'où il pourrait tomber dans l'eau ou dans un autre liquide.
- Ne l'exposez pas à l'eau courante.
- Si l'appareil entre en contact avec de l'eau ou un autre liquide ou y est immergé, débranchez-le immédiatement de la prise.
- Si l'appareil est utilisé à proximité de l'eau, nous recommandons d'utiliser une prise protégée par un disjoncteur différentiel.
- Ne touchez pas l'appareil ni les fiches avec les mains mouillées.
- N'utilisez pas l'appareil et ne le touchez pas avec la peau mouillée ou humide.
- Ne tirez pas sur l'appareil et ne le soulevez pas par le câble.
- N'utilisez pas l'appareil si le câble est endommagé.
- N'utilisez pas l'appareil sur des surfaces chauffées ou à proximité de celles-ci.
- N'utilisez pas l'appareil dans des locaux où il pourrait être exposé à des substances ou des vapeurs inflammables ou combustibles. Cela peut provoquer une explosion suivie d'un incendie.
- Ne stockez pas l'appareil à des températures supérieures à 140 degrés.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. La poursuite de l'utilisation d'un appareil endommagé peut provoquer une électrocution ou des blessures.
- N'utilisez pas de rallonges électriques si elles ne sont pas dimensionnées pour la puissance totale de l'appareil utilisé.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant directement sur le câble. Pour le débrancher de la prise, saisissez la fiche elle-même et non le câble.
- Utilisez une prise reliée à la terre de bonne qualité.
- Lisez les contre-indications avant l'utilisation.

10. Entretien

- Lors du nettoyage, l'appareil doit être éteint ; nettoyez-le ensuite avec un chiffon propre.
- Lorsque vous n'utilisez pas la lampe, débranchez-la de la prise et coupez l'alimentation.
- Lorsque vous déplacez l'appareil, débranchez le câble d'alimentation, la poignée ou les autres pièces.
- Ne tenez pas les caches de protection à la main.
- Si l'appareil devient humide ou est mouillé, coupez immédiatement l'alimentation. Dans ce cas, contactez-nous et n'utilisez pas l'appareil.
- Rangez correctement l'appareil ; veillez à ce que la fiche soit débranchée de la prise et à ce que la plaque de traitement ne soit plus chaude.
- Soyez prudent lorsque vous réglez la position de l'appareil, afin de ne pas vous brûler.
- Si la lampe n'a pas été utilisée depuis longtemps et a été stockée dans un environnement humide (humidité > 85 %), par exemple dans un garage, préchauffez-la légèrement pendant 3–5 minutes avant de commencer le traitement. Répétez cette opération deux fois.

Pannes courantes du produit et entretien

Panne	Causes possibles	Solution
Le voyant d'alimentation ne s'allume pas	La fiche n'est pas branchée sur la prise	Branchez la fiche
La tête émettrice ne chauffe pas	Problème dans le circuit électrique	Contactez le vendeur ou écrivez à info@liroma.nl

- Si vous ne sentez aucune chaleur même 5–10 minutes après la mise en marche, vérifiez que l'alimentation électrique fonctionne correctement et que l'appareil est allumé (voir le tableau ci-dessus). Si le problème persiste, modifiez le profil de température et l'intensité d'irradiation. Vérifiez également que le sélecteur de température fonctionne correctement.
- Si vous avez correctement effectué les vérifications ci-dessus et que l'appareil ne fonctionne toujours pas, contactez-nous.
- Pour l'entretien courant de l'appareil, suivez les instructions de la partie « Entretien » de ce mode d'emploi. N'essayez pas d'effectuer vous-même des réparations. Suivez uniquement les instructions.
- Toute réparation par vos propres moyens est interdite. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, contactez-nous.
- Les cas d'entretien particuliers (inondation, huile) doivent être approuvés par le personnel de notre société. En cas de réparation par vos propres moyens, la société décline toute responsabilité quant aux éventuels effets/conséquences.
- Le remplacement du câble d'alimentation après une panne électrique doit être effectué par un technicien qualifié.

11. Liroma

Luminothérapie par lumière rouge

Liroma est spécialisée depuis de nombreuses années dans la luminothérapie par lumière

rouge. Nous vendons des lampes qui irradient tout le corps, ainsi que des lampes plus petites avec lesquelles vous pouvez traiter une partie précise du corps. Des appareils à lumière rouge conçus spécialement pour le dos ou le visage sont également disponibles. Vous trouverez tous nos produits sur notre site web.

- Site web : www.liroma.nl
- E-mail : info@liroma.nl
- Réseaux sociaux : liromaredlight
- Adresse : Nieuwgraaf 52b, 6921RK, Duiven (Pays-Bas)

Fabricant et contact

Triple A B.V. (marque Liroma)
Nieuwgraaf 52b, 6921 RK Duiven, Pays-Bas
E-mail : info@liroma.nl · www.liroma.fr

Élimination

Le symbole de la poubelle barrée sur l'appareil ou l'emballage signifie qu'en fin de vie, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères (directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques). Déposez-le dans un point de collecte pour appareils électriques ou chez un revendeur. Si l'appareil contient des piles ou une batterie, déposez-les séparément dans un point de collecte des piles. Triez l'emballage selon les consignes de tri.